

Proviscell

Ciment de scellement provisoire, sans eugéno



Propriétés

PROVISCELL est un ciment de scellement provisoire, **sans eugéno**, facile à manipuler et à enlever des couronnes métalliques et plastiques et qui n'influence pas le durcissement des matériaux d'obturation et de scellement à base de résine.

Indication

Scellement provisoire.

Mode d'emploi

L'application du ciment s'effectue à température ambiante (18 - 23 °C) et à humidité de l'air normale (45-55 %). En cas d'emploi d'une plaque de verre froide, le temps de travail sera plus long.

Déposer sur un bloc à spatuler ou sur une plaque de verre deux longueurs égales de pâte de base et de pâte de catalyseur.

Mélanger les deux pâtes pendant environ 20 secondes jusqu'à ce que le produit ait une consistance homogène. Pour mélanger, se servir d'une spatule en métal inoxydable ou en matière plastique.

Appliquer une mince épaisseur de PROVISCELL dans la couronne ou le bridge provisoire et le fixer sur la dent préparée. PROVISCELL fuse très bien à l'application.

PROVISCELL reste utilisable environ 1 1/2 à 2 minutes et durcit dans la bouche dans les 4 à 6 minutes qui suivent l'application.

Enlever, 3 à 5 minutes après la prise, les excès de produit.

Remarques

Pour obtenir un produit plus mou et un **temps de prise plus long**, il faut ajouter **plus de base** ou un peu de vaseline. Un milieu humide (moignons humides) facilite en plus l'enlèvement du ciment provisoire ultérieurement.

Pour obtenir un produit plus dur et un **temps de prise plus court**, il faut ajouter **plus de catalyseur**.

Mises en garde spéciales

En cas de pulpe exposée ou de trop faible épaisseur de dentine, il est recommandé d'appliquer au préalable un fond de cavité.

Ne pas utiliser chez les patients allergiques aux acides gras et à la colophane.

Stockage

Conserver le produit à une température inférieure à 23 °C et bien fermer les tubes après emploi.

Présentation

Coffret contenant :

- 1 tube de 25 g de base,
- 1 tube de 25 g de catalyseur,
- 1 bloc de malaxage.

Réservé à l'usage professionnel en art dentaire.

SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.
Tél.: 01 49 76 70 00



Proviscell

Eugenol-free temporary cement



Properties

PROVISCELL, **eugenol-free** temporary cement is simple to apply and can be easily removed from plastic and metal crowns. PROVISCELL has no influence on the hardening of sealing cement base or resin.

Indication

Temporary sealing.

Directions for use

PROVISCELL should be used at room temperature (18 - 23 °C) and at a normal humidity level (45-55 %). Working time is longer in case of cooling glass slab.

Pour equal amounts of base and catalyst into a mixing pad or glass plate.

Mix then the two pastes for approximately 20 seconds until the material takes on a homogeneous consistency. Use a spatula made of plastic or rustproof metal for mixing.

Apply a thin layer of PROVISCELL inside the temporary crown or bridge and fasten on the prepared tooth. PROVISCELL flows freely while the crown or bridge is being put in place.

PROVISCELL remains workable for about 1 1/2 to 2 minutes and sets in the mouth within 4-6 minutes.

3-5 minutes after PROVISCELL has set, remove any excess material.

Remarks

To obtain a softer material and a **longer setting time** add just a little **more of the base paste** or a small trace of vaseline. A moist environment (humid stump tooth) facilitates subsequent temporary cement removal.

A harder and **faster setting material** is obtained by adding **more catalyst paste**.

Special warnings

In case of exposed pulp or thin layer of dentin, it is recommended to first apply a cavity liner. Do not use PROVISCELL if the patient is known to be allergic to fatty acid and colophony.

Storage

Keep PROVISCELL at temperature below 23 °C and close tubes after use.

Presentation

Set containing :

- One 25 g tube of base,
- One 25 g tube of catalyst,
- One mixing pad.

For professional use only in the practice of dentistry.

SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.
Tél.: 01 49 76 70 00

