

# Septofil

FIL TRICOTÉ

Fil tricoté tubulaire non imprégné pour rétraction gingivale



## Composition

Fil de coton.

## Indication

Rétraction de la gencive libre avant prise d'empreinte.

## Mode d'emploi

La rétraction produite par le fil est mécanique. Elle permet une ouverture temporaire du sulcus gingival pour les prises d'empreintes et certains actes de dentisterie opératoire.

Si la rétraction gingivale doit porter sur plusieurs dents, on procédera dent par dent.

Tirer du flacon et couper la longueur de fil nécessaire : le périmètre d'une dent au niveau de la couronne peut varier de 2 cm à 6 cm voire 7 cm. Couper les segments de fil un peu plus longs, de manière à ce que les extrémités de la boucle de fil se chevauchent pour faciliter le retrait du fil.

Mettre le fil en place dans le sulcus (sillon gingivo-dentaire) avec un instrument métallique à extrémité mousse pour ne pas blesser l'attache épithéliale. Commencer par l'espace inter-proximal car c'est l'endroit où le sulcus est habituellement le plus profond, puis procéder de façon continue dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir fait le tour complet de la dent.

Pour obtenir une meilleure rétraction, une fois le fil mis en place, on peut l'imprégner avec une solution de rétraction. Laisser in situ pendant le temps indiqué dans le mode d'emploi de la solution. Il est retiré immédiatement avant la prise d'empreinte sauf en cas de technique de la double empreinte. Humidifier légèrement le fil pour rendre le retrait plus facile et moins douloureux.

## Mises en garde et précautions d'emploi

- Après prise d'empreinte, examiner le sulcus pour rechercher une éventuelle déchirure de l'attache épithéliale ou un fragment du fil dans le sillon gingivo-dentaire qui serait un corps étranger avec risque d'inflammation locale.
- Le fil ne doit être utilisé que sur un tissu sain, exempt de lésions, de saignements et d'infection.

## Conservation

Conserver le produit à l'abri de l'humidité.

## Présentations

Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil ultra-fin.  
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil fin.  
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil moyen.  
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil gros.  
Coffret de 4 flacons contenant chacun 2,5 m de fil de diamètres assortis (ultra-fin, fin, moyen et gros)

*Réservé à l'usage professionnel en art dentaire.*

# Septofil

KNITTED CORD

Nonimpregnated tubular cord for gingival retraction



## Composition

Cotton cord.

## Indication

Retraction of the free gingiva before taking impressions.

## Directions for use

This cord produces a mechanical retraction. It makes a temporary opening of the sulcus possible, so as to take impressions or carry out some dental surgeries.

If gingival retraction is needed for several teeth, treat one tooth at a time.

Pull the cord out of the bottle and cut the needed length: the perimeter of the tooth level with the crown can vary from 2 to 6 or even 7 cm. Cut longer segments of cord than required so that when the cord is wound up around the tooth, the ends overlap. This makes the removal of the cord easier.

Place the cord in the sulcus (gingival crevice) using a metallic instrument with a blunt end so as not to injure the epithelial attachment. Start with the interproximal space because it is where the sulcus is usually deepest. Then, proceed clockwise until the complete tour of the tooth is done.

To obtain a greater retraction, once the cord has been inserted, it may be impregnated with a solution for retraction. Leave it in situ for the time indicated in the directions for use of the solution. The cord should be removed just before taking impressions except if the double impression technique is used. Slightly moisten the cord to make its removal easier and less painful.

## Warnings and precautions while using this medicine

- After impression-taking, the gingival sulcus should be inspected thoroughly to make sure that the epithelial attachment has not been torn and that no fragment of the retraction cord has been left in the gingival crevice, which would act as a foreign body and induce a severe local inflammation.
- This cord should only be used on healthy tissue, free from injury, bleeding and infection.

## Storage

Store the product in a dry place.

## Presentations

Bottle, with dispensing stopper, containing 2.5 meters of ultra-thin  
Bottle, with dispensing stopper, containing 2.5 meters of thin cord  
Bottle, with dispensing stopper, containing 2.5 meters of medium cord  
Bottle, with dispensing stopper, containing 2.5 meters of thick cord  
Box with 4 bottles, each of them containing 2.5 m of cord of assorted diameters (ultra-thin, thin, medium and thick).

*For professional use only In the practice of dentistry*

SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.  
Tél.: 01 49 76 70 00



SPÉCIALITÉS SEPTODONT- 58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France.  
Tél.: 01 49 76 70 00

